

DIE NATÜRLICHE SCHÖNHEIT DER VENEERS

Unschöne Lücken, Diastemas oder auch Zapfenzähne gehören der Vergangenheit an. Diese sind beste Indikationen für Additional Veneers.

Selbst Zahnfehlstellungen können durch Additional Veneers korrigiert werden, womit zum Teil eine lange KFO Behandlung entfällt.

WIRKUNG VON ADDITIONAL VENEERS

Additional Veneers werden das Aussehen und die Ausstrahlung verbessern. Somit erhalten die Patienten mehr Freude und Lebensqualität.

Die Ergebnisse, die wir durch Additional Veneers erzielen, beeindrucken selbst uns immer wieder aufs Neue.

Ihre Patienten werden die Additional Veneers von BQuadrat lieben.



B²QUADRAT
ZAHN-MANUFAKTUR

Die besondere Abteilung von
RÜDIGER BOLKART DENTAL TECHNIK

Landturmstraße 7
74080 Heilbronn
Telefon 07131 - 45656
Telefax 07131 - 910100

infob2@bolkart-dental.com
www.bolkart-dental.com

Experten für Implantatprothetik zertifiziert nach
BDIZ/EDI

Mitglied der
dental excellence

INTERNATIONAL LABORATORY GROUP

B²QUADRAT
ZAHN-MANUFAKTUR



EXKLUSIV bei
BQUADRAT

ADDITIONAL VENEERS

I Kleine Schale - große Wirkung I



KLEINE SCHALE - GROSSE WIRKUNG

Der erste Eindruck entscheidet oft darüber, wie wir bei unseren Mitmenschen ankommen. Insbesondere schöne Zähne spielen dabei eine tragende Rolle. Der Wunsch nach unauffälligem Zahnersatz ist daher allzu verständlich. Mit Additional Veneers können Sie Ihren Patienten diesen Wunsch erfüllen.

MOCK UP

Das Mock Up spielt eine tragende Rolle bei der Herstellung von Additional Veneers. Das Wax Up, welches die Idealsituation des Patienten auf dem Modell simuliert (Schließen von Lücken, etc.), wird in Kunststoff überführt, wodurch ein Mock Up erstellt werden kann. Dieses Mock Up kann der Patient probetragen und die ästhetische Verbesserung direkt wahrnehmen. Durch diese "Probefahrt" mit den neuen Zähnen verliert der Patient Ungewissheit bezüglich des Endergebnisses und gewinnt Vertrauen. Das Mock Up wird im Team (Patient-Zahnarzt-Zahntechniker) diskutiert. Änderungen wie z.B. Form oder das Papillenmanagement können noch besprochen werden und mit in die definitive Arbeit übernommen werden.



ADDITIONAL VENEERS

Anhand der Informationen und der Zielfestlegung beginnt die definitive Erstellung der Additional Veneers. Im Gegensatz zu Veneers, die auf feuerfesten Stümpfen hergestellt sind, werden diese auf Platinfolie gebrannt. Deshalb sind sie wesentlich brillanter durchgesintert. Der Einsatz von speziellen Feldspat Keramikmassen und einer individuellen Schichttechnik gibt diesen Veneers einen unvergleichbaren "Chamäleon-Effekt". Die Veneers schmiegen sich passgenau, ohne sichtbaren Übergang an die eigenen Zähne an und erzeugen eine faszinierende natürliche Ästhetik. Additional Veneers sind in der Regel non-invasiv. Die Behandlung benötigt so in den meisten Fällen kein Beschleifen der Zahnschubstanz. Die Keramikschalen haben die besondere Eigenschaft hauchdünn geschichtet zu werden (0,1mm). Die fertigen non-präp Veneers werden nur noch mittels Säure-Ätztechnik mit einem transparenten Kunststoff adhäsiv befestigt (z.B. mit Variolink oder Panavia).



Lösung: Abgebrochener Zahn



Lösung: Zapfenzahn